





ŘADA RX

LABORATORNÍ VÁHY



radwag.cz

Laboratorní váhy řady RX



Funkčnost pro každodenní použití


Váhy řady RX spojují přesnost měření s řešeními, která usnadňují každodenní vážení:

- **Automatická justace** – zajišťuje přesnost měření i při měnících se okolních podmínkách.
- **Vysoká opakovatelnost výsledků** – stabilní měřicí systém zaručuje spolehlivé a opakovatelné odečty.
- **Rozsáhlé databáze** – pohodlná správa uživatelů, produktů, záznamů vážení a hodnot táry.
- **Paměť ALIBI** – bezpečné ukládání naměřených dat s možností jejich pozdějšího prohlížení.
- **Konfigurovatelné protokoly** – obsah protokolů a výtisků lze přizpůsobit požadavkům uživatele.
- **Výměna dat** – snadný export a import dat i přenos mezi váhami.

Funkce



Komunikační rozhraní



Jedno rozhraní – mnoho možností

Nové váhy řady RX jsou vybaveny **přehledným 5palcovým dotykovým displejem**, který zajišťuje lepší prezentaci výsledků vážení. **Intuitivní a ergonomické uživatelské rozhraní** zajišťuje jednoduchou a pohodlnou obsluhu. **Výběr z barevných motivů** umožňuje přizpůsobit vzhled obrazovky individuálním preferencím uživatele.



AS RX Analytické váhy

Model	Maximální váživost [Max]	Odečitatelnost [d]	Standardní opakovatelnost [5% Max]	Doba stabilizace	Rozměry vážící misky
AS 60/220.RX	60/220 g	0,01/0,1 mg	0,012 mg	2 s	ø90 mm, ø85 mm (volitelně)
AS 62.RX	62 g	0,01 mg	0,012 mg	2 s	ø90 mm, ø85 mm (volitelně)
AS 82/220.RX	82/220 g	0,01/0,1 mg	0,012 mg	2 s	ø90 mm, ø85 mm (volitelně)
AS 110.RX	110 g	0,1 mg	0,06 mg	2 s	ø100 mm
AS 120.RX	120 g	0,01 mg	0,012 mg	2 s	ø90 mm, ø85 mm (volitelně)
AS 160.RX	160 g	0,1 mg	0,07 mg	2 s	ø100 mm
AS 220.RX	220 g	0,1 mg	0,07 mg	2 s	ø100 mm
AS 310.RX	310 g	0,1 mg	0,08 mg	2,5 s	ø100 mm
AS 520.RX	520 g	0,1 mg	0,08 mg	2,5 s	ø100 mm

Specifikace společné pro všechny modely AS RX:

Justování: interní (automatické); **Displej:** 4,3palcový dotykový displej; **Komunikační rozhraní:** 2xRS232, 2xUSB-A (zaměnitelně), USB-B, Wi-Fi® (volitelně)

PS RX Přesné váhy

Model	Maximální váživost [Max]	Odečitatelnost [d]	Standardní opakovatelnost [5% Max]	Doba stabilizace	Rozměry vážící misky
PS 200/2000.RX	200/2000 g	1/10 mg	0,5/5 mg	2/1,5 s	128x128 mm
PS 210.RX	210 g	1 mg	0,5 mg	2 s	128x128 mm
PS 360.RX	360 g	1 mg	0,5 mg	2 s	128x128 mm
PS 600.RX.1	600 g	10 mg	4,1 mg	1,5 s	195x195 mm
PS 600.RX	600 g	1 mg	0,5 mg	2 s	128x128 mm
PS 750.RX	750 g	1 mg	0,5 mg	2 s	128x128 mm
PS 1000.RX	1000 g	1 mg	0,5 mg	2 s	128x128 mm
PS 2100.RX.M	2100 g	10 mg	5 mg	1,5 s	195x195 mm
PS 3500.RX.M	3500 g	10 mg	5 mg	1,5 s	195x195 mm
PS 4500.RX.M	4500 g	10 mg	5 mg	1,5 s	195x195 mm
PS 6100.RX.M	6100 g	10 mg	5 mg	1,5 s	195x195 mm
PS 8100.RX.M	8100 g	10 mg	5 mg	1,5 s	195x195 mm
PS 10100.RX.M	10100 g	10 mg	5 mg	1,5 s	195x195 mm

Specifikace společné pro všechny modely PS RX:

Justování: interní (automatické); **Displej:** 4,3palcový dotykový displej; **Komunikační rozhraní:** 2xRS232, USB-A, USB-B, Wi-Fi® (volitelně)

Naskenujte tento QR kód



nebo navštivte [radwag.cz](https://www.radwag.cz)
a prozkoumejte **naši kompletní nabídku produktů**